



INAMA

# CUSCINI POSIZIONAMENTO & TESSILI SANITARI





## Per la diminuzione della pressione, posizionamento a vuoto multipl

Il settore dell'assistenza infermieristica richiede cuscini di posizionamento universalmente applicabili in diverse dimensioni e versioni per soddisfare le esigenze più disparate. Questi vengono utilizzati singolarmente o in combinazione a seconda delle esigenze individuali. Nonostante la priorità funzionale, il paziente non deve rinunciare al comfort abituale. Il comfort di posizionamento e i moderni requisiti igienici sono garantiti dall'uso di materiali di alta qualità e da una lavorazione accurata.

- I cuscini di posizionamento trovano tipicamente applicazione in tre ambiti:
- Posizionamento della testa e delle estremità
- Allevia la pressione grazie al sistema a cinque cuscini. Letto a cuscini, posizionamento laterale e riposizionamento.
- Posizionamento speciale mediante posizionamento morbido e posizionamento libero dei talloni e del coccige: per pazienti con contratture o in fase di riabilitazione dopo un ictus.

Codice articolo	LG 01	LG 03	LG 04
Dimensioni ca. cm	40/40	50/80	60/80



Imbottitura in bastoncini di poliuretano

Rivestimenti in jersey adatti alle dimensioni

Codice articolo	BZ 01	BZ 03	BZ04
-----------------	-------	-------	------

## Cuscinetti rettangolari

Il complemento pratico al cuscino di posizionamento nella forma tradizionale. Questa forma di cuscino offre una maggiore stabilità grazie alle cuciture laterali.

Codice articolo	LG 21
Dimensioni ca. cm	55 x 20 x 8h



Imbottitura in bastoncini di poliuretano

Rivestimenti in jersey adatti alle dimensioni

Codice articolo	BZ 21
-----------------	-------



## Rullo multifunzionale

Utilizzabili per il posizionamento individuale in caso di diversi quadri clinici. Questo rullo si adatta ergonomicamente a qualsiasi forma del corpo. Utilizzo profilattico indicato in caso di decubito, contrazioni e polmonite.

Possibilità di utilizzo:

- Cuscino interno con rivestimento impermeabile traspirante con imbottitura in fibra cava.
- Rivestimento esterno in cotone sfoderabile e lavabile.
- Posizione laterale stabile
- Posizionamento concavo
- Posizionamento elevato delle estremità
- Posizionamento a 30°
- Fissaggio temporaneo di braccia e gambe

L'utilizzo di un solo cuscino garantisce la libertà di movimento del paziente. Tradotto con DeepL.com (versione gratuita)

Codice articolo	LG 80	LG 81
Dimensioni ca. cm	220 x 2 Ø cm	260 x 11 Ø cm



Con rivestimenti in cotone Komforel - Fibre cave in poliestere

Rivestimenti adatti alle dimensioni

Codice articolo	BZ 80	BZ 81
-----------------	-------	-------

## Rullo di posizionamento

Per un sostegno morbido di collo, gambe e schiena. Il supporto di posizionamento resistente ed estremamente versatile. Grazie al notevole sollievo, vengono alleviate le tensioni della colonna cervicale, delle gambe e della zona lombare e dorsale.

Codice articolo	LG 34
Dimensioni ca. cm	60/20



Imbottitura in bastoncini di poliuretano

Rivestimenti in jersey adatti alle dimensioni

Codice articolo	BZ 34
-----------------	-------





### Cuscino a sezione per gambe

Quattro scomparti, che possono essere sovrapposti o disposti uno sotto l'altro, consentono di creare il livello necessario per fissare le gambe in questa posizione in modo stabile e sicuro.

Codice articolo LG 38

Dimensioni ca. cm 65/75



Imbottitura in bastoncini di poliuretano

Rivestimenti in jersey adatti alle dimensioni

Codice articolo BZ 38



### Cuscino per piedi e gambe

La correzione delicata per evitare lo sfregamento tra caviglie e ginocchia. I cuscini garantiscono allo stesso tempo il sollevamento dei talloni.

Codice articolo LG 37

Dimensioni ca. cm 40/80



Imbottitura in bastoncini di poliuretano



### Protezione per il gomito

L'apertura integrata garantisce il libero movimento dell'osso del gomito. La morbida patta di fissaggio si chiude con una chiusura in velcro.

Codice articolo LG 65 / LG 30

Dimensioni ca. cm 15 x 28 x 6



Imbottitura in bastoncini di poliuretano

### Rullo per mano

Per esercizi di movimento regolari e per prevenire posture scorrette. Utilizzabile anche per prevenire contratture e, in caso di paralisi emiplegica, per ripristinare la mobilità dopo un ictus.

Codice articolo LG 68

Dimensioni ca. cm D=15/6



Imbottitura in bastoncini di poliuretano



### Cuscino per l'orecchio

Il posizionamento libero dell'orecchio viene garantito dal foro.

Codice articolo LG 30 / LG 65

Dimensioni ca. cm 15 x 28 x 6



Imbottitura in bastoncini di poliuretano





### Cuscino di sostegno per la schiena con bandiera per la posizione laterale

Un aiuto insostituibile per fissare la posizione laterale e sostenere la testa dei pazienti che hanno perso conoscenza o il controllo dei movimenti del corpo. Una metà è imbottita, l'altra metà funge da bandiera sotto il corpo per stabilizzarlo.

Codice articolo	LG 70
Dimensioni ca. cm	80/80 gefüllt 40/80



Imbottitura in bastoncini di poliuretano	
Rivestimenti in jersey adatti alle dimensioni	
Codice articolo	BZ 70



### Anello cervicale HWS

Per immobilizzare la testa e il collo e trasferire il peso corporeo nella zona dei dischi intervertebrali.

Codice articolo	LG 25	LG 26
Per girocollo fino a ca. 38 bzw. 45		
	D = 38	D = 45



Imbottitura in bastoncini di poliuretano	
Rivestimenti in jersey adatti alle dimensioni	
Codice articolo	BZ 25      BZ 26

### Cuscini di posizionamento "A", "T" e "V"

Questi cuscini di posizionamento sono multifunzionali. A seconda del modello, il loro utilizzo principale è il posizionamento per il supporto respiratorio. Tuttavia, sono ugualmente efficaci nella prevenzione e nella terapia delle piaghe da decubito.

#### Posizionamento A, T o V per il supporto respiratorio

A seconda della posizione dei cuscini, si ottiene un allungamento dei diversi segmenti dei polmoni. Questa espansione consente una migliore ventilazione e quindi uno scambio di gas più efficace. Allo stesso tempo, queste possibilità di posizionamento hanno anche un effetto rilassante. Ciò costituisce un ulteriore supporto alla respirazione per i pazienti con problemi polmonari. Il miglior effetto di queste misure di posizionamento si ottiene con la testata del letto in posizione orizzontale.

#### Terapia o profilassi delle piaghe da decubito

In questo caso è possibile ottenere una posizione concava che, a seconda della posizione dei cuscini, allevia ad esempio le apofisi spinose della colonna vertebrale o le punte delle scapole. Questa posizione è efficace sia da seduti che da sdraiati.

Codice articolo	LG 60
Dimensioni ca. cm	65/24



Imbottitura in bastoncini di poliuretano	
Rivestimenti in jersey adatti alle dimensioni	
Codice articolo	BZ 60



Bastoncini in poliuretano





### Protezione laterale 180

Cuscino protettivo di forma universale in schiuma indeformabile, adatto a qualsiasi letto di cura. Rivestimento in tessuto impermeabile e traspirante. Sfoderabile tramite cerniera laterale e lavabile fino a 60°. Lavabile con alcool e disinfettante.

Per un lato del letto.

Codice articolo	EU 180
Misure:	180 x 30 x 35



### Protezione laterale 185

Imbottitura protettiva in pelle sintetica di alta qualità con imbottitura. Fissaggio tramite chiusura in velcro longitudinale.

Antibatterico, ignifugo e lavabile. Lavabile con alcool e disinfettante.

Per un lato del letto.

Codice articolo	EU 185
	1 pezzi 180 x 30 x 35 cm

### Protezione laterale per sponde 187 & 188

2 imbottiture protettive in pelle sintetica imbottita di alta qualità. Adatte per sponde divisibili. Fissaggio tramite chiusura in velcro longitudinale. Antibatteriche, ignifughe e lavabili. Lavabili con alcool e disinfettante.

Per un lato del letto

Codice articolo	EU 187	EU 188
	2 pezzi 80 x 30 cm	2 pezzi 96 x 30 cm


Protezione materasso di nuova generazione - TECHMAFLEX FR

Scoprite l'esclusivo coprimaterasso con tecnologia a saldatura: assolutamente impermeabile, igienico e sicuro. Tutti i giunti, compresi quelli della cerniera, sono saldati e quindi completamente impermeabili. Nessuna cucitura, nessun punto debole.

I vantaggi in sintesi:

- Cerniera speciale impermeabile
- Elevata elasticità: ottimale per materassi di cura e antidecubito, favorisce l'alleviamento della pressione e la profilassi
- Impermeabile all'acqua e permeabile al vapore: protegge il materasso e garantisce al contempo un clima piacevole durante il sonno
- Difficilmente infiammabile: per la massima sicurezza in ambito assistenziale, clinico e alberghiero
- Antiallergico, privo di sostanze nocive, antibatterico e antimuffa: per i più elevati standard igienici
- Durevole e facile da pulire: lavabile fino a 95 °C, sterilizzabile a vapore fino a 135 °C, pulibile con alcool e disinfettanti
- Resistente agli strappi e all'urina - affidabile anche nelle difficili condizioni quotidiane delle strutture di cura

Con il rivestimento TECHMAFLEX FR otterrete una protezione completa e senza compromessi per il vostro materasso - igienico, sicuro e confortevole allo stesso tempo.



## Overall senza maniche con cerniera sulle gambe

Codice articolo: 4698-001

- Maglietta intima e pantaloni fissanti in un unico prodotto
- Protegge dal raffreddamento
- La sostituzione dei prodotti per l'incontinenza senza dover spogliare completamente il paziente consente di risparmiare tempo durante la cura
- Cerniera divisibile sul cavallo
- Colori: grigio bianco
- Taglie S M L XL




Per ridurre i tempi di cura dei pazienti affetti da demenza con problemi di incontinenza e diminuire il carico di lavoro infermieristico, Suprima offre pratici body per la cura. Il body per donne e uomini combina pantaloni fissanti e maglietta intima in un unico prodotto. Il body per la cura fissa in modo ottimale il materiale per l'incontinenza al corpo, impedisce quasi completamente l'accesso al materiale stesso e protegge dal raffreddamento. Una cerniera divisibile sulle gambe consente di sostituire i prodotti per l'incontinenza senza dover spogliare completamente il paziente. Il materiale morbido e delicato sulla pelle garantisce il massimo comfort.

## Tuta da cura CareFunction Slim, corta

Cod. art.: 4702-069

- Cerniera divisibile sul cavallo
- Il dispositivo di sicurezza sulla cerniera della gamba rende difficile lo spogliarsi autonomamente e l'accesso al materiale per pannolini/incontinenza
- La sostituzione dei prodotti per l'incontinenza senza dover spogliare completamente il paziente consente di risparmiare tempo durante la cura
- La cerniera posteriore diagonale previene i punti di pressione sulla colonna vertebrale  
Taglio aderente
- Colori: blu navy erica petrolio
- Taglie S M L XL




La cerniera divisibile sul cavallo consente di sostituire o controllare prodotti per l'incontinenza, calze compressive o bendaggi senza dover spogliare completamente il paziente. Un dispositivo di sicurezza sulla cerniera rende più difficile lo spogliarsi da soli e l'accesso ai pannolini e ai prodotti per l'incontinenza.



## Overall con maniche corte e cerniera sulle gambe

Codice articolo: 4697-001

- Maglietta intima e pantaloni fissanti in un unico prodotto
- protegge dal raffreddamento
- la sostituzione dei prodotti per l'incontinenza senza dover spogliare completamente il paziente consente di risparmiare tempo durante la cura
- cerniera divisibile sul cavallo
- Colori: grigio bianco
- Taglie S M L XL XXL




Le nostre tute per la cura sono particolarmente adatte alle persone affette da demenza che soffrono di incontinenza. Proprio i pazienti affetti da demenza hanno un forte bisogno di spogliarsi. Se questo non viene notato, può avere gravi conseguenze. La persona bisognosa di assistenza non si rende conto della necessità di rivestirsi o non è più in grado di farlo da sola. Ciò può causare un raffreddamento del corpo con conseguenti effetti collaterali. A ciò si aggiunge il fatto che i pazienti affetti da demenza con incontinenza tendono a rimuovere i propri dispositivi per l'incontinenza e a sporcarli con le feci. Oltre alla diffusione di germi e agenti patogeni, ciò rappresenta un forte stress psicologico e fisico per il personale infermieristico. Con una tuta da cura è possibile semplificare enormemente le procedure di cura e recuperare un po' di qualità della vita! Il nostro suprema Pflegeoverall CareFunction deckt einen Großteil i

## Overall CareFunction Slim, lungo

Codice articolo: 4701-020

- Cerniera divisibile sulla gamba passo• Il dispositivo di sicurezza sulla cerniera della gamba rende più difficile spogliarsi da soli e accedere al materiale per pannolini/ incontinenza
- La sostituzione dei prodotti per l'incontinenza senza dover spogliare completamente il paziente consente di risparmiare tempo durante la cura
- La cerniera posteriore diagonale previene i punti di pressione sulla colonna vertebrale
- Taglio aderente
- Colori: blu navy erica petrolio  
Taglie S - XL



requisiti di una tuta da cura moderna. Una pratica cerniera diagonale sul retro previene i punti di pressione sulla colonna vertebrale e fa sì che la tuta non debba essere sfilata dalla testa. Da un lato questo semplifica il compito di vestire e svestire il paziente da parte del personale infermieristico, dall'altro impedisce al paziente di vestirsi da solo. La cerniera sulle gambe con bottone di sicurezza opzionale facilita notevolmente la sostituzione del materiale per l'incontinenza e rende più difficile al paziente spogliarsi da solo. Il materiale morbido e delicato sulla pelle garantisce il massimo comfort. La tuta da cura con maniche e gambe lunghe è disponibile in tre colori vivaci. La tuta aderente è adatta sia per uomini che per donne.

## CareActive Overall Jeans

- Codice articolo: 4510-017
- Aspetto simile all'abbigliamento quotidiano
- Funzionalità di cura completa grazie alla cerniera posteriore
- Impossibilità di spogliarsi autonomamente e quindi di accedere al materiale per l'incontinenza
- Camicia e pantaloni sono saldamente uniti tra loro
- Il tessuto è prelavato e non stinguono
- tasche anteriori vere
- tasche posteriori accennate
- le gambe dei pantaloni possono essere risvoltate o accorciate



## Protezioni per le anche

Con lo slip protettivo per le anche Suprima 1490 001 è possibile prevenire efficacemente fratture del collo del femore e lesioni in caso di caduta. Lo slip è dotato di tasche protettive su entrambi i lati, ideali per il posizionamento preciso delle protezioni per le anche. Queste possono essere inserite perfettamente nello slip senza ingombrare. Lo slip protettivo per le anche è realizzato in un unico pezzo senza cuciture e quindi estremamente resistente. Grazie all'ampia fascia elastica, lo slip è comodo da indossare e offre un elevato senso di sicurezza grazie alla compressione uniforme. Funzionale e confortevole, questo speciale indumento intimo offre a chi lo indossa la massima protezione sia durante l'attività fisica che quando si è sdraiati. Lo slip è adatto sia per le donne che per gli uomini e, grazie alla sua elasticità, può essere utilizzato anche dai pazienti XXXL.

## Protezione efficace per il collo del femore

- Certificato secondo CE / DIN / EN 1621-1
- Forma ergonomica
- Elevato comfort anche in posizione sdraiata
- Le protezioni piatte non ingombrano
- Ampia libertà di movimento senza punti di tensione e sfregamento

## Materiale:


- schiuma morbida viscoelastica
- protezioni Safety Comfort perfezionate
- protezione efficace per il collo del femore grazie a un assorbimento degli urti ben superiore agli standard richiesti

## Caratteristiche:

- Comfort e protezione del corpo uniti grazie alla forma ergonomica
- Quasi impercettibile grazie al peso complessivo ridotto
- Da indossare giorno e notte

## Assorbimento degli urti

- Il sistema di assorbimento intelligente reagisce a sollecitazioni diverse
- Riutilizzabile dopo le cadute: la protezione ritorna allo stato iniziale una volta eliminata la sollecitazione





# INAMA

---

[www.inama.bz.it](http://www.inama.bz.it)  
[www.inamasanis.com](http://www.inamasanis.com)