

Raising and Transfer Aid BEA

Mobility enhancing - For fast, easy and safe transfer



BEA

Article number A-B101

Das Aufrichten und Transferieren von stehfähigen Personen zum Beispiel beim Umsetzen, für den Toilettengang oder zum Duschen wird mit der Horcher BEA sicherer und komfortabler.



A comfortable sitting position that is easy on the back for the nursing staff. Supports many daily nursing procedures.

The comfortable seating position with direct eye contact offers a high level of quality of life and promotes independence and mobility through active participation in the transfer.

Suitable for use in nursing homes, hospices, homes for the disabled, as well as hospitals and home care.

Benefits at a glance:

- Softly padded seat and leg surfaces for additional stability and support
- Specially developed chassis for under chairs and toilets
- Easy to clean cover
- Cross tube handle allows patient to support themselves safely and comfortably
- Tubular steel
- Smooth running due to chassis with double castors 2 x 75 mm in front, 2 x 75 mm braked in the rear
- Frame color: Pearl gold
- Upholstery color: Gray
- Loadable up to max. 150 kg
- Maintenance-free operation



Technical specifications:

Lifting capacity	up to 150 kg
Length	940 mm
Height	1.040 mm
Width	585 mm
Height of trolley	105 mm
Wheels:	75 mm double castor in front 75 mm double castor with parking brake at the rear

Invoice item number in the list of aids:

22.29.01.1054

Stand-up and transfer aid BEA

Horcher GmbH

Philipp-Reis-Straße 3
Tel. +49 (0) 6187-9204-0
office@horcher.com

61130 Nidderau
Fax: +49 (0) 6187-9204-15
www.horcher.com




Raising and transfer aid BEA

Mobilityenhancing - For fast, easy and safe transfer



Learn more:



Raising aid BEA
(Scan or click QR code)

Suitable for this:



Recliner chair
Cosy Chair



tilting bathtub
SWING

Horcher GmbH

Philipp-Reis-Straße 3
Tel. +49 (0) 6187-9204-0
office@horcher.com

61130 Nidderau
Fax: +49 (0) 6187-9204-15
www.horcher.com

